



EB MAX



ECHOMEDIC

En choisissant un échographe pour diagnostic de gestation bovine /equine , il faut toujours poser les 6 questions suivantes



1. La qualité d'image est suffisante ?

EB MAX a une excellente qualité d'image avec lequel on peut observer tôt dans la gestation un sac amniotique.



2. Combien pèse l'échographe ?

EB MAX est ultra léger et pèse seulement 1,1Kg.



3. Combien d'heures consécutives puis-je scanner ?

EB MAX possède une batterie Lithium interne avec une autonomie de pas moins de 6 heures !



4. L'échographe est-il résistant ?

EB MAX est solide, résistant à l'humidité et la poussière et contient une protection en caoutchouc spécialement conçue .



5. Qu'est-ce qui se passe lors d'une panne ?

Le service ECHOMEDIC vous garantit un appareil de remplacement dans les 48 heures.
1 an de garantie.



6. Combien coûte le EB MAX

Demandez une offre sans engagement chez ECHOMEDIC et vous serez surpris du prix.

EB MAX

RKU10 Body + Sonde +
ECHOMEDIC 7/7 SERVICE



WWW.ECHOMEDIC.BE - T 09/2420054 - info@echomedic.be

ECHOMEDIC